



Uw oude turbine, handstuk of hoekstuk is nu geld waard, werkend of defect, geen verschil!
€ 50,- korting
 per ingeleverde turbine, hand- of hoekstuk

PROPHY LINE



Onze nieuwe **Propy Line** is een lucht aangedreven poederstraler ontworpen om aan al uw wensen te voldoen.

Propy Line is een makkelijk hanteerbare poederstraler, licht en compact. De tip kan 360 graden draaien.

De Propy Line is snel te koppelen aan de populairste snelkoppelingen.

Art.Nr.	koppeling
PR1011K	KaVo
PR1011S	Sirona
PR1011WH	W&H
PR1011NT	NSK
PR1011BA	BienAir

PP1011 Propy Poeder

Propy Poeder heeft een prettige mintsmaak en komt in flessen van 300 gram.



PRIME LINE



Prime-Grip
Meer grip door anatomische vorm and het beste materiaal

Lichtgeleiding
Meer dan 40.000 LUX zonder velies van lichtintensiteit

Keramische lagers
lange levensduur vergeleken met stalen lagers

Spraysysteem
3 of 4 spray systeem, u heeft de keus

LONG LIFE
Extreem duurzaam door perfecte materiaalkeuze en afwerking

Drukverlaging
automatische drukverlaging naar 2,8bar voor alle Kavo types

Pushbutton-Systeem
Veilig en gemakkelijk te bedienen

Compatibiliteit
Geschikt voor een groot aantal snelkoppelingen



HC9021 power-kop
 Vermogen: 20 W
 Max. snelheid: 420.000 rpm
 Koeling: 4-voudige spray
 Glasvezel: 40.000 LUX

HC9022 kleine-kop
 Vermogen: 18 W
 Max. snelheid: 420.000 rpm
 Koeling: 3-voudige spray
 Glasvezel: 40.000 LUX

met licht **€ 595,-** zonder licht **€ 450,-**

met licht **€ 595,-** zonder licht **€ 450,-**



Art.Nr. met Licht		Art.Nr. zonder Licht		Art.Nr. met Licht		Art.Nr. zonder Licht	
HC9021K		HC8021K		HC9022K		HC8022K	
HC9021S		HC8021S		HC9022S		HC8022S	
HC9021W		HC8021W		HC9022W		HC8022W	
HC9021NT		HC8021NT		HC9022NT		HC8022NT	

Alle prijzen zijn in Euro exclusief BTW. Druk- en zetfouten voorbehouden. Prijzen en acties zijn geldig tot 1 november 2011. Geretoureerde turbine, hand- of hoekstuk dient -nagenoeg- compleet te zijn. MK-Dent behoudt het recht om geretoureerde producten te weigeren voor de actie korting.
 * Kavo, Sirona, W & H en NSK zijn geregistreerde handelsmerken van de bedrijven Kavo Dental GmbH, Sirona Dental Systems GmbH, NSK, W & H Dental Bürmoos Ltd. MK-dent is op geen enkele wijze verbonden met de hierboven bedrijven.

HAND en HOEKSTUKKEN

met licht
€ 398,-



LS2011 L HOEKSTUK
met Licht

LS2011 HOEKSTUK
zonder Licht

Verhouding 1:1, blauw | 25.000 LUX | max. 40.000 rpm | geschikt voor alle ISO-Standard / INTRAmatic® en luchtmotoren | Kavo* compatibel

zonder licht
€ 298,-



LS1011 HANDSTUK

Verhouding 1:1, blauw | max. 40.000 rpm | geschikt voor alle ISO-Standard / INTRAmatic® en luchtmotoren | Kavo* compatibel

slechts
€ 350,-

LUCHT MOTOREN

AMI016
met Licht

AMI014
zonder Licht



met licht
€ 495,-

aan 20.000 rpm | 4-Gat INTRAmatic® verbinding | traploos verstelbaar links en rechts draaiend | stabiel toerental | Afzonderlijke interne koelvloeistof buizen | Extra lange levensduur met kwaliteits onderdelen

zonder licht
€ 475,-

LS9011 KOP voor HOEKSTUK
kop 1:1, blauw | max. 40.000 rpm | geschikt voor MK-dent LS2011L, LS2011 en KaVo* compatibel | drukknopsysteem | voor hoekstuk boor



slechts
€ 175,-

LS9021 KOP voor HOEKSTUK
kop 2:1, groen | max. 20.000 rpm | geschikt voor LS2011, LS2011L en KaVo* Hoekstukken met de vertalingen 2:1 en 7,4:1 | Drukknopsysteem | voor hoekstuk boor



slechts
€ 175,-

SNELKOPPELINGEN

QC6016KW met LED

4-Gat Snelkoppeling met sprayregelaar voor Kavo* turbines, incl. O-ring set



slechts
€ 249,-

QC6016K met LED

4-Gat Snelkoppeling voor Kavo* turbines, incl. O-ring set



slechts
€ 195,-

QC5016K met licht

4-Gat snelkoppeling Kavo* compatibel, incl. O-ring set



slechts
€ 165,-

QC4014K

4-Gat snelkoppeling Kavo* compatibel, incl. O-ring set



slechts
€ 95,-

RESERVETURBINES

TC2650BK	voor Kavo* 650	€ 175,-
TC2655BK	voor Kavo* 655	€ 175,-
TC2700BK	voor Kavo* 7000	€ 175,-
TC2800BK	voor Kavo* 8000	€ 175,-
TC2011K	voor Kavo* 630B/C, 640B/C	€ 159,-
TC2012K	voor Kavo* 639B/C, 642B/C	€ 159,-

RESERVELAMPJES met LED-TECHNOLOGIE

BU8012	voor Kavo* en MK-dent Snelkoppelingen	€ 49,50
BU8012BA	voor BienAir* Motoren	€ 49,50
BU8012BAK	voor BienAir* Snelkoppelingen	€ 49,50
BU8012N	voor NSK* Turbines	€ 49,50
BU8012SB	voor Sirona* Snelkoppelingen	€ 49,50
BU8012SG	voor Sirona* Motoren	€ 49,50
BU8012W	voor W&H* Turbines	€ 49,50
BU8012KM	voor Kavo* Motoren	€ 49,50

LU1011 Speciale olie
via adapter voor universeel gebruik | synthetisch | te onderhouden en schoonmaken van handstukken | Inhoud 500ml, inclusief spray cap

€ 18,90

LU1022 Speciale olie
voor Kavo* QUATTROcare* Onderhouden met schroefdraad | synthetisch | te onderhouden en schoonmaken van handstukken | Inhoud 500ml

€ 18,90

LU1031 Speciale olie
voor W&H* Assistina | onderhoud en reinigt de lucht motoren, Hand- en Hoekstukken evenals Turbines

€ 35,-



Onderhoud uw producten goed en breng slijtage terug tot het minimum.

Smeer met de nieuwste sprays van MK-Dent !

DENTAL WORLD®

the finest service a dentist can get